



硫酸庆大霉素溶液(Gentamycin Sulfate, 50mg/ml)

产品描述

庆大霉素(Gentamicin)是一种具有很好热稳定性的氨基糖苷类抗生素, 其作用原理在于与细菌核糖体亚基的 L6 蛋白结合, 抑制细菌蛋白质合成, 临床上主要用于治疗多种细菌感染, 尤其适用于革兰氏阴性菌。

本产品由硫酸庆大霉素溶于去离子水配制而成, 经过滤除菌, 广泛应用于生物科研领域的培养基配制。

订购信息

产品名称	货号	规格
硫酸庆大霉素溶液(Gentamycin Sulfate, 50mg/ml)	AB12L134	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20℃避光保存, 有效期 12 个月。

使用方法

根据实验具体要求操作, 一般工作浓度为 50~200μg/ml。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 减少反复冻融的次数, 以免失效。
- 注意无菌操作, 尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)