



制霉菌素溶液(Nystatin,10mg/ml)

产品描述

制霉菌素(Nystatin)又称制霉素,是一种 *Streptomyces noursei*产生的抗霉菌的多烯型抗生素,是第一种被发现的抗霉菌的抗生素, CAS 号为 1400-61-9, 分子量为 926.09g/mol。制霉菌素具有共轭多烯大环内酯结构, 与两性霉素结构相似, 能抑制真菌和皮肤癣菌的活性, 对细菌无抑制作用。

本产品由制霉菌素溶于醇配制而成, 如有需要应用有机滤膜过滤后用于细胞培养。

订购信息

产品名称	货号	规格
制霉菌素溶液(Nystatin,10mg/ml)	AB12L356	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20°C避光保存, 有效期 12 个月。

使用方法

根据实验具体要求操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 减少反复冻融的次数, 以免失效。
- 注意无菌操作, 尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)