



地塞米松溶液(100×,1mg/ml)

产品描述

地塞米松(Dexamethasone)又称德沙美松或氟甲强的松龙, 分子量为 392.5g/mol, CAS 号为 50-02-2, 是肾上腺皮质激素类药, 可用于抗炎、抗毒、抗过敏、抗风湿, 临床上使用广泛。

本产品系醇溶溶液, 一般 100 倍稀释后使用, 可根据实验需求适当调整。

订购信息

产品名称	货号	规格
地塞米松溶液(100×,1mg/ml)	AB12L374	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

使用方法

根据实验具体要求操作, 一般 100 倍稀释后使用, 即工作浓度为 10μg/ml。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 减少反复冻融的次数, 以免失效。
- 注意无菌操作, 尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)