



硫酸链霉素(Streptomycin)(100mg/ml)

产品描述

链霉素 (Streptomycin) 是一种氨基糖苷类抗生素, 通过与 30S 核糖体结合致使 mRNA 误读, 从而抑制蛋白质的合成。对革兰氏阳性菌和阴性菌均有效。链霉素可在细胞培养中抑制细菌污染; 分子生物学中, 常用来筛选成功转化链霉素基因的细菌克隆。

本产品浓度: 30 mg/mL

订购信息

产品名称	货号	规格
硫酸链霉素(Streptomycin)(100mg/ml)	AB12L384	10*1mL

运输与保存

蓝冰运输。-20°C保存, 有效期 12 个月。

使用方法

- 根据实验具体要求操作, 室温溶解后使用。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域
- 减少反复冻融的次数, 以免失效。
- 注意无菌操作, 尽量避免污染。

相关产品推荐

X-gal(20mg/ml) (货号: AN60L178)

IPTG(1M) (货号: AN60L189)