



## DMEM Glucose-free

### 产品描述

Dulbecco's 改良培养基——DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是在 MEM 培养基的基础上研制的, 与 MEM 培养基相比, 氨基酸的含量增加了 2 倍, 维生素增加了 4 倍, 同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。

DMEM 培养基最初设计葡萄糖含量为 1000 mg/L (低糖型), 后来又发展出葡萄糖含量为 4500 mg/L (高糖型), 现已广泛应用于各种细胞的培养, 不含葡萄糖的 DMEM 培养基可以根据研究需要, 随意调节葡萄糖的浓度, 方便快捷。

### 订购信息

| 产品名称              | 货号       | 规格    |
|-------------------|----------|-------|
| DMEM Glucose-free | AC01L011 | 500mL |

### 运输与保存

常温运输。4℃保存, 有效期 12 个月。【注】: 避免反复冻融。

### 产品参数

|            |          |                      |           |
|------------|----------|----------------------|-----------|
| 浓度:        | 1×       | pH 值:                | 7.2~7.4   |
| L-谷氨酰胺:    | 584 mg/L | NaHCO <sub>3</sub> : | 3700 mg/L |
| D-葡萄糖:     | 无        | 丙酮酸钠:                | 110 mg/L  |
| HEPES 缓冲剂: | 无        | 酚红指示剂:               | 15 mg/L   |

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 本产品已经过滤除菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)  
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)