



1%醛化鲤鱼红细胞

产品描述

李记生物的 1%醛化鲤鱼红细胞适用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板等试验。主要成分为 1mL 鲤鱼红细胞（醛化后）+99 mL 保存液（默认阿氏液，可选 PBS 或生理盐水）。

订购信息

产品名称	货号	规格
1%醛化鲤鱼红细胞	AC31L492	100mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存，有效期 2 周；未开封 4°C 保存，有效期 3 个月。【注】：使用时请 4°C 低温保存，切忌零下冰冻。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 2. 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
3. 若短期内不使用，请每天摇匀一次，预防红细胞因缺营养而变黑；开封使用后应立即放回冰箱，建议一次性开封用完。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）