



兔血清

产品描述

封闭系统里采自健康新西兰大白兔血为原料，微孔过滤无菌而成，性状为浅黄色澄清液体，无噬菌体、超低内毒素、无溶血、无异物、无细菌、真菌、支原体、霉形体、衣原体等。

李记生物的兔血清提取抗体效果好，适用于细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制，疫苗制备。

订购信息

产品名称	货号	规格
兔血清	AC34L101	100mL
兔血清	AC34L102	500mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4℃保存，有效期 3 周；开封后-20℃保存，有效期 12 个月；未开封-20℃保存，有效期 60 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。
3. 使用时应注意 4℃低温保存，切忌反复冻融，如解冻后有蛋白析出为正常现象。可离心去除，不影响使用，开封使用后应立即放回冰箱。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）