



小牛血清

产品描述

封闭系统里月龄 3-6 个月的健康小牛无菌采血, 微孔过滤无菌而成, 性状为浅黄色澄清液体, 无噬菌体、超低内毒素、无溶血、无异物、无细菌、真菌、支原体、霉形体、衣原体等。

李记生物的小牛血清促细胞生长繁殖效果好, 适用于细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制。

订购信息

产品名称	货号	规格
小牛血清	AC34L151	100mL
小牛血清	AC34L152	500mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存, 有效期 3 周; -20°C 保存, 有效期 12 个月。未开封-20°C 保存, 有效期 60 个月。【注】: 使用时请 4°C 低温保存, 切忌反复冻融, 如解冻后有蛋白析出为正常现象。可离心去除, 不影响使用, 开封使用后应立即放回冰箱。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

快速细胞冻存液 (无血清、无蛋白) (货号: AC05L033)