



EDTA 抗凝羊血

产品描述

封闭系统里健康绵羊无菌采血, 添加所需抗凝科学制作而成, 无任何细菌、真菌、支原体、衣原原体, 不添加任何防腐剂、抗生素。

李记生物的 EDTA 抗凝羊血 (抗凝剂: 枸橼酸钠, 草酸钾, EDTA, 肝素钠) 用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等试验。

订购信息

产品名称	货号	规格
EDTA 抗凝羊血	AC36L063	100mL

运输与保存

蓝冰运输。4°C 保存, 有效期 1 个月。【注】: 不可冷冻!

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 建议收到后及时使用, 2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象, 每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 如收到后产品性质不符, 请于收到货三天内联系 021-50778506 转技术支持, 以致尽早答复。三天后联系, 我司将有权判定非产品质量问题。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)