



## 柠檬酸钠抗凝兔血

### 产品描述

封闭系统里健康兔无菌采血, 柠檬酸钠抗凝科学制作而成, 无任何细菌、真菌、支原体、衣原体, 不添加任何防腐剂、抗生素, 适应与血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
柠檬酸钠抗凝兔血	AC36L121	100mL

### 运输与保存

蓝冰运输。4°C保存, 有效期 1 个月。【注】: 不可冷冻!

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 建议收到后及时使用, 2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象, 每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 如收到后产品性质不符, 请于收到货三天内联系 021-50778506 转技术支持, 以致尽早答复。三天后联系, 我司将有权判定非产品质量问题。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)  
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)