



## 枸橼酸钠抗凝牛血

### 产品描述

封闭系统里健康牛无菌采血，枸橼酸钠抗凝科学制作而成，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何防腐剂、抗生素，适应与血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等。

### 订购信息

| 产品名称     | 货号       | 规格    |
|----------|----------|-------|
| 枸橼酸钠抗凝牛血 | AC36L161 | 100mL |

### 运输与保存

蓝冰运输。4℃保存，有效期 1 个月。【注】：不可冷冻！

### 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 建议收到后及时使用，2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 如收到后产品性质不符，请于收到货三天内联系 021-50778506 转技术支持，以致尽早答复。三天后联系，我司将有权判定非产品质量问题。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）  
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）