



EDTA 抗凝豚鼠血

产品描述

封闭系统里健康豚鼠无菌采血，肝素钠抗凝科学制作而成，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何防腐剂、抗生素，适应与血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等。

订购信息

产品名称	货号	规格
EDTA 抗凝豚鼠血	AC36L212	100mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存，有效期 1 个月。【注】：不可冷冻！

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 建议收到后及时使用，2 周内用完。
3. 本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起。
4. 如收到后产品性质不符，请于收到货三天内联系 021-50778506 转技术支持，以致尽早答复。三天后联系，我司将有权判定非产品质量问题。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）