



无菌脱纤维豚鼠血

产品描述

封闭系统里健康豚鼠无菌采血，玻璃珠摇床脱纤而成，天然新鲜血液，颜色鲜红，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何抗凝剂、防腐剂、抗生素。

李记生物的无菌脱纤维豚鼠血用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等试验。

订购信息

产品名称	货号	规格
无菌脱纤维豚鼠血	AC36L322	100mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4℃保存，有效期 2 周；未开封 4℃保存，有效期 1 个月。【注】：不可冷冻！

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。
3. 如在短时间内未使用到本产品，应每天摇匀一次，预防红细胞因缺营养而变黑；开封使用后应立即放回冰箱。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）
特级胎牛血清（Foetal Bovine Serum）（货号：AC03L055）