



兔血浆

产品描述

封闭系统里健康新西兰大白兔无菌采血, 添加所需抗凝科学制作, 离心分离而成, 天然新鲜血浆, 颜色黄橙, 无任何细菌、真菌、支原体、衣原体, 不添加任何抗凝剂、防腐剂、抗生素。

李记生物的兔血浆 (抗凝剂: EDTA, 枸橼酸钠, 肝素钠) 适用于金黄色葡萄球菌等凝固酶因子试验。

订购信息

产品名称	货号	规格
兔血浆	AC38L022	100mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存, 有效期 2 周; -20°C 保存, 有效期 6 个月。未开封 -20°C 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
- 使用时应注意 4°C 低温保存, 切忌反复冻融, 如解冻后有蛋白析出为正常现象。可离心去除, 不影响使用, 开封使用后应立即放回冰箱。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)