



猫血浆

产品描述

封闭系统里健康中华田园猫无菌采血, 添加所需抗凝科学制作, 离心分离而成, 天然新鲜血浆, 颜色黄橙, 无任何细菌、真菌、支原体、衣原体, 不添加任何抗凝剂、防腐剂、抗生素。

李记生物的猫血浆(抗凝剂: EDTA, 枸橼酸钠, 肝素钠)适用于药物代谢、模拟体外诊断等试验。

订购信息

产品名称	货号	规格
猫血浆	AC38L122	100mL

运输与保存

蓝冰运输。开封后 4°C 保存, 有效期 2 周; -20°C 保存, 有效期 6 个月。未开封-20°C 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. **每次使用本产品后应及时拧紧瓶盖。**
3. 使用时应注意 4°C 低温保存, 切忌反复冻融, 如解冻后有蛋白析出为正常现象。可离心去除, 不影响使用, 开封使用后应立即放回冰箱。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂(高效) (货号: AC04L092)
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)