



外泌体纯化滤器(EPF)

产品描述

外泌体纯化滤器（EPF，Exosome Purification Filter）是一种专门用于外泌体实验流程中最终纯化步骤的耗材，通常以离心柱形式存在。其核心作用是通过离心力将外泌体颗粒从粗品溶液中分离出来，获得高纯度的外泌体。

订购信息

产品名称	货号	规格
外泌体纯化滤器(EPF)	AE25L415	20T

运输与保存

常温运输。常温保存。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

外泌体分离试剂盒（SEC 法）（货号：AC25L434）

外泌体纯化柱固定器（货号：AE25L134）