



硝酸纤维素 (NC) 膜 (0.22μm)

产品描述

硝酸纤维素 (NC) 膜 (0.22μm) 是一种预裁切的尺寸为 300×30cm、孔径为 0.22 μm 的硝酸纤维素微孔膜, 用于从各种凝胶基质转移蛋白质 (通常是 Western blot)。

0.22μm 孔径适合分子量小于 20 kDa (约 20000 Da) 的小蛋白, 能更好的吸附和保留小分子蛋白, 具有优异的蛋白质保留率、高物理强度和宽化学兼容性, 因此广泛用于免疫印迹实验。

订购信息

产品名称	货号	规格
硝酸纤维素 (NC) 膜 (0.22μm)	AG14L223	300×30cm

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期 36 个月。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 由于 NC 膜的亲水性, 无需提前润湿。

相关产品推荐

免冰浴快速转膜液 (20X) (货号: AP14L024)

快速封闭液 (即用型, 免洗) (货号: AP36L106)