



玻璃板套装 (适用伯乐) 1.0mm

产品描述

玻璃板套装厚度为 1.0mm, 制胶用平板玻璃、凹板玻璃, 适配伯乐电泳槽, Mini-PROTEAN Tetra 和 Mini-PROTEAN 3 垂直电泳槽, 天能品牌等。原片切割, 打磨, 粘胶, 再开槽, 再打磨。数控精度, 标准规范, 不脱胶, 贴合好。

电泳玻片加带浓缩胶&分离胶刻度线, 按刻度线制胶, 精准不出错。

尺寸: 凹板玻璃: 100.5mm*82.5mm*3.5mm

平板玻璃: 100.5mm*73mm*1.1mm

订购信息

产品名称	货号	规格
玻璃板套装 (适用伯乐) 1.0mm	AG15L105	盒

运输与保存

常温运输, 常温保存。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

三色预染蛋白 Marker (10-180KD) (货号: AP13L052)

PAGE 预混快速凝胶试剂盒 (多款浓度) (货号: AP15L515)