



DEPC 水 (DNase, RNase free)

产品描述

DEPC 水 (DNase, RNase free) 是以 Milli-Q 纯水为原料, 经焦碳酸二乙酯 (Diethyl pyrocarbonate, DEPC) 处理过并经高温高压消毒制备而成的无核酸酶水。常用于 RNA 沉淀的溶解, 含 RNA 的各类反应体系, 包括反转录、siRNA 退火等, 以及各种要求无 RNase、DNase 和蛋白酶的反应体系亦适用。

经检测, 本产品不含 RNase、DNase 和 Protease。

订购信息

产品名称	货号	规格
DEPC水 (DNase, RNase free)	AN52L522	500mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期12个月。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 如果每次的使用量很小, 请分装后使用。
3. 手上通常有RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防RNase污染。

相关产品推荐

Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液 (粉剂) (货号: AP16L545)

1× TBE缓冲液 (粉剂) (货号: AN34L167)