



10X TBS 缓冲液

产品描述

TBS 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液, 具备良好的离子强度及 pH 稳定性, 广泛应用于生物学及免疫学实验。主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。

订购信息

产品名称	货号	规格
10X TBS缓冲液	AP16L135	500mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存, 有效期12个月。

使用方法

本产品为 10× 浓缩液, 使用前用无菌水稀释至 1× 工作浓度。稀释后 1× TBS 的组成如下: 10mM Tris-HCl, 150mM NaCl。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液 (粉剂) (货号: AP16L545)

1× TBE缓冲液 (粉剂) (货号: AN34L167)