



1X TBST 缓冲液

产品描述

TBST 即 Tris 盐缓冲液 (TBS) 加入了非离子型表面活性剂 Tween-20, 是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液, 具有温和去污及降低非特异性结合的作用, 是免疫实验中最常用的洗涤缓冲液之一。本产品为 1×即用型工作液, 可直接用于免疫印迹 (WB)、免疫荧光 (IF)、免疫组化 (IHC) 和免疫细胞化学 (IC) 等试验中封闭液的配制、一抗二抗的配制、一抗二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景, 增强信噪比。

订购信息

产品名称	货号	规格
1X TBST缓冲液	AP16L145	500mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存, 有效期12个月。

使用方法

本产品为即用型溶液, 可以直接使用。1×工作液中含10 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.1% Tween20, pH 为 7.4 左右。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

Tris-MOPS-SDS电泳缓冲液 (粉剂) (货号: AP16L545)

1× TBE缓冲液 (粉剂) (货号: AN34L167)